



WellDone!

Plattenbelegung und PCR-Setup für die Roche-qPCR-Systeme

welldone-prompter.github.io/WellDone

Kostenlos & offline

Windows · eine Datei · keine Installation
keine Administratorrechte · Deutsch & Englisch

ABLAUF Vom Probeneingang zur fertigen Platte



Was WellDone! kann

- **Proben erfassen** – manuell, per Barcode-Scanner oder als Import aus MagNA Pure 96/24 und Excel
- **Platte automatisch belegen** – 96 und 384 Wells, inklusive Standards und Kontrollen
- **Assay-Bibliothek** – Reagenzien, Kontrollen und PCR-Profil einmal anlegen und immer wiederverwenden
- **MasterMix-Berechnung** – benötigte Volumina inklusive Sicherheitszuschlag
- **Pipettierschema als PDF** – druckfertig und farblich passend zur Platte
- **Export** – Setup-Dateien für LightCycler PRO, 480 und 96 sowie der Auftrag für MagNA Pure 96
- **Zweisprachig** – Oberfläche und Handbuch in Deutsch und Englisch

WellDone! – Pipettierschema | 260627_Gastro_01
Erstellt: 27.06.2020 12:27

1. MasterMix ansetzen und je Well verteilen

Komponente (µl)	Gastro Virus je 1 Well	Gastro Virus gesamt (25x)	Gastro Bacteri je 1 Well	Gastro Bacteri gesamt (25x)	Gastro EcoL je 1 Well	Gastro EcoL gesamt (25x)
Water	9.4	235.0	9.9	247.5	9.4	235.0
Primer/Probes	1.5	37.5	1.9	47.5	1.5	37.5
MasterMix	4.0	100.0	8.0	200.0	4.0	100.0
RT-Enzym	0.1	2.5	0.2	5.0	0.1	2.5
Summe MasterMix	15.0	375.0	20.0	500.0	15.0	375.0
+ Template Probe	5.0	pro Well	5.0	pro Well	5.0	pro Well
= Reaktion gesamt	20.0		25.0		20.0	

2. Proben verteilen (Template je Well separat zugeben)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	(-) PTC	(-) PTC	(-) PTC	S240008	S240008	S240008	S240018	S240018	S240018			
B	S240001	S240001	S240001	S240009	S240009	S240009	S240017	S240017	S240017			
C	S240002	S240002	S240002	S240010	S240010	S240010	S240018	S240018	S240018			
D	S240003	S240003	S240003	S240011	S240011	S240011	S240019	S240019	S240019			
E	S240004	S240004	S240004	S240012	S240012	S240012	S240020	S240020	S240020			
F	S240005	S240005	S240005	S240013	S240013	S240013	S240021	S240021	S240021			
G	S240006	S240006	S240006	S240014	S240014	S240014	S240022	S240022	S240022			
H	S240007	S240007	S240007	S240015	S240015	S240015	(-) NTC	(-) NTC	(-) NTC			

260627_Gastro_01

Seite 1 von 1

BEISPIEL-AUSGABE

Das Pipettierschema als PDF – MasterMix-Tabelle und Plattenübersicht, farblich passend zur Belegung und zur Programmierung des LightCycler PRO. Auf Knopfdruck, druckfertig für die Bank.



WellDone! herunterladen

welldone-prompter.github.io/WellDone

Immer die neueste Version – ohne Installation, ohne Administratorrechte
Ausführliches **Handbuch (Deutsch / Englisch)** als PDF auf derselben Seite



SCHWESTER-APP

PROMpter

Bereitet **nach dem Lauf** die LightCycler-PRO-Ergebnisse automatisch zu PDF-Bericht & Excel auf.

Weitergabe ausdrücklich erwünscht – kein Verkauf

Feedback: welldone.pcr.setup@gmail.com

Privates Projekt, entwickelt mit Claude Code

Wichtiger Hinweis: WellDone! ist ein Hilfswerkzeug, **kein Medizinprodukt** und nicht validiert. Plattenbelegung und Pipettierschema vor der Verwendung prüfen; die fachliche Verantwortung für jeden Lauf bleibt beim Anwender. Es wird keine Haftung für Schäden oder fehlerhafte Ergebnisse übernommen.

„Roche“ und „LightCycler“ sind Marken der jeweiligen Inhaber. WellDone! ist ein unabhängiges, privates Projekt und nicht von Roche geprüft oder verantwortet. Verwendete Open-Source-Bibliotheken: PySide6/Qt, ReportLab.